


Massage Relaxation

# COMFORT STAGE





# 静かに、優しく、やわらかく。 癒される幸せ、コンフォート ステージ。

首・肩・腰が、ほぐれてやわらか。絶妙に「こり」をやわらげる指圧の代用器です。


特長 [Feature]

POINT  
1

## 部位に合わせた独立専用設計。

「首だけ」「肩から腰だけ」「上体」など、こりに適したマッサージが可能です。

### 1-A




首

フィット感が違う。

一体型の機器にはない自在感、背中とは独立した設計で首の「こり」に対応。首の太さに合わせてフィットする考え尽くされた形状で、もみ幅調整が可能ですから快適さの極み、このうえなく心地よい「首もみ」が体感できます。

### 1-B



背中

3パターンの快適な「ほぐし」。

「ローラー移動」と「背もみ」それぞれに専用モーターを採用。「ローラー移動」「移動なしでもむ」「ローラー移動+もむ」の3パターンの動きが選べます。その都度「こり」に合わせてほぐせるよう、背ローラーの移動幅も長・短の切り替えが可能です。

POINT  
2

## 優れたモーターで回転音が静か。

自社製精密モーター（ブラシレスモーター）ならではの、驚きの静音性を誇ります。

POINT  
3

## キャスター付で移動もラクラク。

取っ手も付いて移動はスムーズ、収納時は横に立てかけられるので場所もとりません。

POINT  
4

## 好みの音楽で リラクゼーション効果大。

音楽用ジャックにお手持ちのカセットテープ、MD、CD、iPodなどを接続すると内蔵スピーカーで音楽を楽しめます。

※カセットテープ、MD、CD、iPodは付属していません。

M a s s a g e R e l a x a t i o n

## ストレス無し、リラクゼーション効果大。

電源（左）、リモコン（中）、音楽用（右）、それぞれ接続式のため、はずせばコンパクトに収納可能なのでコードが絡まるストレスもありません。

音楽用ジャック接続によりマッサージ中にカセットテープ、MD、CD、iPodなどで好きな音楽をたのしめて心底リラックスできます。

※カセットテープ、MD、CD、iPodは付属していません。



## カンタン移動でコンパクト収納。

取っ手で持ち上げ、キャスターで移動させることができます。使わないときには横に立てかけられる省スペース設計です。



COMFORT STAGE



# COMFORT STAGE color variation

豊富なカラーバリエーション インテリアに合わせて、お選びいただけます。

## デラックスタイプ アンプ・スピーカー内蔵 フットレスト付

コンフォート ステージ本体にアンプとスピーカーを内蔵したタイプです。  
お好きな音楽を聴きながら、リラックスした姿勢でマッサージをすると  
リラクゼーション効果が増します。

ブルー



ブラウン



レッド



## スタンダードタイプ

フットレストとアンプ・スピーカーを除いたタイプです。  
音楽を聴くことはできません。



※印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

### 仕様

■販売名：コンフォート ステージ ■医療機器認証番号：219AGBZX00057000 ■管理医療機器 ■類別：指圧代用器 ■一般的名称：家庭用ローラー式指圧代用器 ■製造国：日本

#### ■本体

使用電源	専用ACアダプター	タイマー時間	15分
定格電圧	直流24V	最大寸法	幅530×長さ1110×高さ240mm
消費電力	40W (80kg負荷時)	重量	約18kg
背ローラー移動距離	360/510mm	実用最大負荷	100kg
背ローラー移動速さ	16mm/秒	もみ回数	35回/分
安全装置	過負荷保護装置/ モーター過熱保護装置		

#### ■ACアダプター

型式	DVE DSA-90W-24 224090
入力電圧	交流100V
入力周波数	50/60Hz
入力電流	1.2A
準拠規格	電気用品安全法
出力電圧	直流24V
出力電流	3.75A

#### ■電源コード

準拠規格	電気用品安全法
使用可能電圧	交流100V

本製品に同梱されている電源コードは、  
日本の規格のみに準拠しています。

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。



### 安全に関するご注意

必ず取扱説明書を読んで正しく安全にご使用ください。

- 病氣治療中の方や妊娠中の方は医師と相談の上ご使用ください。
- ペースメーカー等の医用電気機器との併用はしないでください。
- 使用中・気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障等発生の場合は、直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

●製品に関するお問合せ、ご相談は当店で

製造販売元



株式会社 的場電機製作所

本社：〒350-1101 埼玉県川越市市場 2627  
TEL 049-231-2255 FAX 049-231-6789  
URL <http://www.matoba.co.jp>  
製造販売業許可番号：11B2X00062